

- Đóng nắp bình đựng sữa lại và cất vào tủ lạnh để bảo quản sữa.

Khi dùng pin (máy thuê không đi kèm hộp pin)

Bộ pin sạc kèm theo máy Pump In Style Advanced chỉ thiết kế để dùng RIÊNG cho máy Pump In Style Advanced. Bộ bao gồm 10 viên pin AA alkaline hoặc dùng pin sạc.



Lắp pin: dùng tay ấn nắp trượt của hộp đựng pin ra ngoài. Chú ý: đặt đúng cực của pin. 5 viên pin ở mỗi bên của hộp sạc.

Vệ sinh và tiệt khuẩn

Vệ sinh: Rửa tay thật sạch bằng xà phòng trước khi tiếp xúc với vú và các bộ phận của máy. Không sờ vào phần bên trong của bình và nắp bình đựng sữa. Lau sạch vú và vùng xung quanh bằng khăn ẩm. Không dùng xà phòng hoặc cồn để tránh làm khô da và làm nứt đầu núm vú.

Chú ý Quan trọng: Phải tháo rời tất cả các bộ phận ra trước khi làm vệ sinh và tiệt khuẩn. Đặc biệt phải tháo rời van nhựa màu vàng và màng cao su ra khỏi nhau.

Vệ sinh 1 lần mỗi ngày: Tháo ra, rửa và tráng bằng nước sạch tất cả các bộ phận tiếp xúc với sữa mẹ. Sau đó tráng bằng nước sôi hoặc đun sôi không quá 3 phút. Để ráo nước trên 1 chiếc khăn sạch.

* Không tiệt trùng các bộ phận bằng lò vi sóng

Vệ sinh sau mỗi lần sử dụng: Tháo ra, rửa bằng nước xà phòng ấm tất cả các bộ phận tiếp xúc với sữa mẹ. Sau đó tráng bằng nước sạch và để ráo nước trên 1 chiếc khăn sạch.

Lau động cơ bằng một chiếc khăn ẩm (không dùng khăn ướt).

Vệ sinh ống silicon: Bạn hãy kiểm tra xem có sữa hoặc hơi nước trong ống silicon sau mỗi lần sử dụng không ?

- Nếu có hơi nước trong ống:** Sau khi dùng để ống silicon vẫn cắm vào máy và chạy không tải khoảng 1~2 phút hoặc cho đến khi ống trở nên khô ráo.

- Nếu có sữa trong ống:** Tắt máy, rút phích điện. Tháo ống ra và làm vệ sinh như trong phần hướng dẫn "Vệ sinh 1 lần mỗi ngày". Treo ống lên để chảy hết nước. Nếu muốn làm khô nhanh thì ta lắp ống vào máy và chạy không tải khoảng 1~2 phút hoặc cho đến khi ống trở nên khô ráo.

Tip: Dùng khăn sạch cuộn các bộ phận lại hoặc bảo quản trong 1 chiếc hộp kín, nếu chưa sử dụng.

Nếu sữa bị chảy vào trong máy:

- Tắt máy và rút phích điện ra khỏi nguồn điện
- Tháo ống hút ra khỏi máy
- Mở mặt máy dùng ngón tay cái
- Chú ý tháo đầu bịt lỗ hút ra khỏi mọi lỗ bịt.
- Lau sạch màng rung bằng khăn ẩm và mềm, không rửa hoặc nhúng các bộ phận và động cơ xuống nước.
- Sau khi để khô các bộ phận, lắp lại như ban đầu.



Bảo quản sữa mẹ

Bạn hãy tham khảo Ý kiến Bác sỹ đối với các trường hợp đặc biệt.

Bảo quản sữa mẹ (trẻ khỏe mạnh, dễ thường)			
	Nhiệt độ phòng	Tủ lạnh	Ngăn đá tủ lạnh
Sữa mẹ vừa hút	Không bảo quản	3-5 ngày tại 4°C	6 tháng tại -16°C
Sữa đã đông (đã để lạnh)	Không được bảo quản	10 tiếng	Không làm lạnh lại

- Khi bảo quản lạnh, không để sữa chiếm quá ¾ thể tích bình để dành không gian cho sữa nở ra.
- Dán nhãn đề ngày hút sữa lên vỏ bình.
- Làm ấm sữa bằng cách ngâm bình sữa trong nước nóng. Có thể rã đông bằng cách để sữa trong ngăn mát của tủ lạnh qua 1 đêm.
- Lắc nhẹ bình đựng sữa trước khi dùng để trộn lẫn chất béo kết tủa trong sữa.
- Chú ý: Không rã đông sữa bằng lò vi sóng, hoặc đun trong nồi nước sôi.

medela 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pump In Style Advanced



HOTLINE bán hàng: 094.8806.119

Medela AG * www.medela.ch
Lattichstrasse 4b, 6341 Baar, Thụy Sĩ

Shop Nam Chi - Bán & cho thuê máy hút sữa Medela
P.302, A12, ngõ 58, Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, HN
facebook.com/mhsmedela mayhutsuahanoi.com

KẾT QUẢ LẮP RÁP



Kết quả lắp ráp Medela pump trên medela pump rút gọn. Các máy pump khác hoàn toàn tương tự.

LẮP RÁP PHỤ KIỆN



Ứng dụng

- Dùng để hút sữa tại nơi làm việc hoặc khi không có trẻ ở bên
- Duy trì khả năng ra sữa của mẹ trong trường hợp con không bú mẹ.
- Chữa tắc tia sữa
- Hút sữa tại nhà và ở ngoài

Lưu ý: Phải vệ sinh máy ngay sau khi dùng, cất máy tại nơi khô ráo. Bảo quản máy trước kiến và côn trùng. Nếu sữa hoặc kiến vào động cơ làm hỏng màng rung thì máy sẽ không được bảo hành

Lắp ráp



1. Lắp Phễu chụp vú và Khớp nối thật khít vào nhau. Nếu hở máy sẽ bị mất chân không
2. Lắp màng cao su vào van sao cho màng nằm thật phẳng trên mặt van.
3. Lắp van vào Phễu chụp vú (Chú ý: mặt của van phải xoay theo trục của Phễu chụp vú)
4. Vận bình đựng sữa vào Khớp nối .
5. Lắp một đầu ống silicon vào Lỗ tròn ở mặt sau Khớp nối.
6. Lắp đầu còn lại của ống silicon vào lỗ hút trên mặt máy. Nếu tháo ra: rút thẳng ống theo trục ngang, không kéo lệch hoặc bẻ gấp ống
7. **Nếu hút 1 bên** (chữa tắc sữa) thì phải bịt lỗ hút thứ 2 lại
8. **Nếu hút cả 2 bên** lắp đầu bịt vào vị trí ở giữa

Vắt sữa

Bạn hãy chọn vị trí ngồi thật thoải mái và thư giãn. Tốt nhất là bạn nên kê chân lên một đồ vật thấp trong khi hút sữa hoặc cho con bú. Như vậy sẽ tránh không làm cho cột sống dưới và ruột già bị quá tải.



9. Lắp giắc cắm đầu ra của bộ adapter nguồn hoặc của bộ pin sạc vào lỗ cắm trên mặt máy. Cắm adapter nguồn vào điện lưới.
10. Đặt Phễu chụp vú vào giữa tâm của núm vú
-Không nghiêng bình trong khi hút và không hút đầy bình.
-Chú ý không để gấp, bẻ ống silicon trong khi hút.
11. Bật máy Pump In Style Advanced, máy sẽ tự động chạy chế độ kích thích sữa về. Bạn điều chỉnh tốc độ hút bằng cách vặn chiết áp nguồn cho đến khi cảm thấy phù hợp với mình nhất.
12. Sau 2 phút máy sẽ tự động chuyển sang chế độ Vắt Sữa. Nếu sữa của bạn về trước thời gian này, thì bạn hãy ấn nút Let-Down, máy sẽ chuyển sang chế độ Vắt sữa.

Sau đó bạn có thể chọn **mức áp lực bơm sữa hiệu quả nhất** cho mình, mà vẫn không gây đau vú (mức này khác nhau ở mỗi phụ nữ)

Nghiên cứu chuyên sâu đã chứng minh: máy sẽ hút hiệu quả hơn khi Bạn dùng chế độ mức áp lực bơm sữa hiệu quả nhất – nghĩa là Bạn sẽ hút được nhiều sữa hơn với thời gian ngắn hơn.

- Khi hút xong: tắt máy, rút phích điện,
- Tháo ống lắp ở phía sau phễu chụp vú ra trước khi đặt bình sữa xuống.
- Sử dụng chân đế bình đựng sữa màu vàng để tránh đánh đổ bình